




# CBC 牌 實驗室粘度計

## Laboratory Viscometer

日本  
Japan



VM-100A



VM-10A

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 小量樣本 (&lt;10mL)</li> <li>➢ 寬粘度範圍</li> <li>➢ 快速測量</li> <li>➢ 無需調整和額外配件</li> <li>➢ RS-232 介面輸出至電腦</li> <li>➢ 出廠已校正</li> <li>➢ 操作、清洗簡易</li> <li>➢ VM-100A 附 RTD</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Small sample size &lt;10mL</li> <li>➢ Wide viscosity range</li> <li>➢ Rapid measurement</li> <li>➢ No adjustment or accessories require</li> <li>➢ RS-232C out to PC</li> <li>➢ Factory calibrated</li> <li>➢ Simple operation and cleaning</li> <li>➢ VM-100A includes RTD</li> </ul> |
|--|---|

### 規格 Specifications :

型號 Model	VM-100A	VM-10A
測量方法 Measuring Method	扭轉振動 Torsional Oscillation	
測量範圍 Measuring Range	L(低粘度):0.4 to 1000 mPa.s M(中粘度):100 to 10,000 mPa.s H(高粘度):5 – 500 Pa.s	L(低粘度): 0.4 - 1,000 mPa.s M(中粘度): 10 - 5,000 mPa.s MH(中高粘度): 0.5 - 30 Pa.s H(高粘度):10 - 500 Pa.s
溫度範圍 Temperature Range	10 - 50°C	
精確度 Accuracy	±5% (Reading)	
重復性 Reproducibility	±2%	
顯示 Display	LED 3 數位顯示 LED 3-digit display	
輸出 Output	數位輸出 Digital output (RS232C); 類比輸出 Analog output 0-5V DC	
介面 Interface	RS-232C	
電源 Power Source	AC Adapter, DC 6V	AC Adapter, DC 6-9V
尺寸 Dimensions (mm)	探頭 Probe: 36 x 186 x 170mm 控制器 Controller: 180 x 220 x 100	控制器 Controller: 52 x 190 x 160



香港科學儀器社有限公司  
Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.

#### 香港總公司 Hong Kong Head office:

香港葵涌大連排道 58 至 66 號樂聲工業中心 18 字樓 D 座  
Unit D, 18/F, Roxy Industrial Centre, 58-66 Tai Lin Pai Road,  
Kwai Chung, Hong Kong  
電話 TEL: (852) 2481 1323 傳真 FAX: (852) 2418 1302  
電郵 E-mail: sales@chescientific.com  
網址 Website: http://www.chescientific.com

#### 上海 Shanghai:

上海香科儀器貿易有限公司

電話 TEL: (021) 6248 6170, 6248 987 傳真 FAX: (021) 6248 0647  
電郵 E-mail: shanghai@chescientific.com



浙江科通儀器有限公司  
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd.

#### 中國總部 China Headquarter:

浙江省杭州市建國北路 96 號(郵編: 310003)  
電話 TEL: (0571) 8729 7500 傳真 FAX: (0571) 8729 7511  
電郵 E-mail: sales@fortunescientific.com.cn  
網址 Website: http://www.fortunescientific.com.cn

#### 廣州 Guangzhou:

浙江科通儀器有限公司 廣州分公司

Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. 廣東省廣州市中山六路 232-258 號越秀新都會大廈東座 9A01 室  
(郵編: 510180)  
電話 TEL: (020) 8108 9804 傳真 FAX: (020) 8108 4925  
電郵 E-mail: guangzhou@fortunescientific.com.cn