



“克雷斯特”牌 超声波清洗机 “CREST” Ultrasonic Cleaner

美国
USA

- 产品符合 FCC 要求及通过 ETL/CSA 规格
- 频率: 42-45 kHz
- 每型号都附有盖子
- 多项配件可供选购, 如不锈钢网, 盖子等
- 分为三个系列:
 - D 系列** 数字式电子控制加热温度(最高温度 80°C), 定时器(0-99 分钟)及 Degas 功率调节
 - HT 系列** 机械式控制加热温度(最高温度 80°C)及定时器(0-30 分钟)
 - T 系列** 机械式控制定时器(0-30 分钟)



D Control



HT Control

T Control

规格 Specification

Model 型号			Tank Dimensions 内部尺寸(mm)	Overall Dimensions 外部尺寸(mm)	Capacity 容量 (liters)	Weight 重量 (kg)	Sonic Power 平均功率 (Avg. Watt)
T 系列	HT 系列	D 系列	L x W x H	L x W x H			
CP200T	CP200HT	—	148 x 134 x 100	175 x 164 x 270	1.75	2.7	55
CP230T	CP230HT	CP230D	237 x 134 x 100	265 x 162 x 295	2.8	4.1	80
CP360T	CP360HT	CP360D	237 x 134 x 150	265 x 162 x 295	3.8	4.9	100
CP500T	CP500HT	CP500D	297 x 148 x 150	325 x 176 x 295	5.4	5.8	120
CP1200T	CP1200HT	CP1200D	495 x 134 x 150	515 x 150 x 270	9.5	3.5	200
CP1100T	CP1100HT	CP1100D	297 x 237 x 200	325 x 265 x 335	12.3	10	200
CP2600T	CP2600HT	CP2600D	495 x 297 x 200	530 x 325 x 365	26.1	17.3	300



“敏达”牌 溶剂分配瓶 “MENDA” Solvent Dispensers

美国制造
Made in USA



美国“敏达”(MENDA)牌溶剂分配瓶, 头部及泵用优质不锈钢制成, 保证寿命长久, 瓶身用高密度聚乙烯(HDPE)制造, 对一般溶剂有抗蚀力, 使用时只需轻轻压下头部, 新鲜清洁的溶剂便会涌上位于头部的不锈钢浅碟中, 份量适中, 使用非常方便, 适合电子工业, 玩具工业及医疗等用途。

特性:

- 配置精准的阀门将未使用的溶剂密封于瓶内, 可预防溶剂溢出, 滴漏或产生过量的雾气, 使用溶剂分配瓶令操作人员更加安全舒适, 减少意外的发生。
- 每一次只涌出你所需用的溶剂份量, 消除因蒸发和满溢所造成的浪费。
- 不需扭除瓶塞或瓶盖, 可节省时间, 亦不需扶持瓶身, 可以单手操作, 增加工作效率。
- 涌上浅碟的溶剂不会再流回瓶中, 防止瓶内的溶剂受到污染。

单触标准泵型 One-Touch Standard Pumps

型号: 35305 (3314) - 4 oz (约 125ml)	型号: 35309 (3316) - 6 oz (约 188ml)	型号: 35312 (3318) - 8 oz (约 250ml)
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

香港科学仪器社有限公司
Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.
Tel: (852) 2481 1323
Fax: (852) 2418 1302

浙江科通仪器有限公司(绍兴)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Shaoxing)
Tel: (86 575) 8812 0560
Fax: (86 575) 8812 0561

浙江科通仪器有限公司(广州)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou)
Tel: (86 20) 8130 7388
Fax: (86 20) 8108 4925

上海香科仪器贸易有限公司
Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd.
Tel: (86 21) 6248 6170
Fax: (86 21) 6248 0647