



“克雷斯特”牌 超声波清洗机
“CREST” Ultrasonic Cleaner

美国
USA

PowerSonic™ Tabletop Ultrasonic Cleaner 桌上型超声波清洗机

- 产品为 ETL 认证, 符合 UL / CSA / CE 规格
- 频率: 标准为 45kHz, 另有 132kHz 可供选购
- 标配不锈钢盖子
- 另有多项配件可供选购, 如不锈钢网篮子等
- 分为三个系列:



D 系列	数字式显示温度, 计时及功率 <ul style="list-style-type: none"> ● 加热温度(最高 80°C) ● 计时器(0-99 分钟, 及连续操作) ● 功率调节 (1-9) ● Degas 脱气功能
HT 系列	数字式显示温度及计时 <ul style="list-style-type: none"> ● 加热温度(最高 80°C) ● 计时器(0-99 分钟, 及连续操作)
T 系列	数字式显示计时 <ul style="list-style-type: none"> ● 计时器(0-99 分钟, 及连续操作)



D 系列 控制器



HT 系列 控制器



T 系列 控制器

规格 Specification

Model 型号			Tank Dimensions 内部尺寸(mm)	Overall Dimensions 外部尺寸(mm)	Capacity 容量 (Liters)	Sonic Power 平均功率 (Avg. Watt)
T 系列	HT 系列	D 系列	L x W x H	L x W x H		
P200T-45	P200HT-45	—	148 x 134 x 100	175 x 164 x 270	1.75	55
P230T-45	P230HT-45	P230D-45	237 x 134 x 100	265 x 162 x 235	2.8	80
P360T-45	P360HT-45	P360D-45	237 x 134 x 150	265 x 162 x 295	3.78	100
P500T-45	P500HT-45	P500D-45	297 x 148 x 150	325 x 176 x 295	5.5	120
P1100T-45	P1100HT-45	P1100D-45	297 x 237 x 200	325 x 265 x 335	12.3	200
P1200T-45	P1200HT-45	P1200D-45	495 x 134 x 150	515 x 150 x 270	9.2	200
P1800T-45	P1800HT-45	P1800D-45	495 x 297 x 150	530 x 325 x 365	19.6	240
P2600T-45	P2600HT-45	P2600D-45	495 x 297 x 200	530 x 325 x 365	26.1	300

另可供应 132kHz 型号: P230D-132, P500D-132, P1100D-132, P1800D-132.



另有提供各种不锈钢网篮子、量杯盖子等配件可供选购



P2600D-45 连 SSMB2600-DH 不锈钢网篮子

香港科学仪器社有限公司
Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.
Tel: (852) 2481 1323
Fax: (852) 2418 1302

浙江科通仪器有限公司(绍兴)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Shaoxing)
Tel: (86 575) 8812 0560
Fax: (86 575) 8812 0561

浙江科通仪器有限公司(广州)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou)
Tel: (86 20) 8130 7388
Fax: (86 20) 8108 4925

上海香科仪器贸易有限公司
Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd.
Tel: (86 21) 6248 6170
Fax: (86 21) 6248 0647