



“凯特”牌 湿度测量仪器
“KETT” Moisture Tester

日本制造
Made in Japan

FD-610 红外线水份测定仪
Infrared Moisture Determination Balance



FD-720 红外线水份测定仪
Electronic Moisture Balance



规格

型号	FD-610	FD-720
试料重量	5 – 70g	0.8 – 120g
测量范围	0 – 100% 水份及固形份	0 – 100% 水份及固形份, 0 – 500% 干基量
最小读数	5mg, 0.1%含水份	1mg, 0.01%含水份
热源功率	185W 红外线灯泡	625W 红外线灯管
干燥温度设定	65-195℃	30~180℃
干燥时间设定	1-90 分钟	1-90 分钟
尺寸重量	210(W)x320(D)x318(H), 3.0kg	220(W)x415(D)x190(H), 3.0kg
界面输出	RS-232C	RS-232C
另购打印机	型号 VZ-330	型号 VZ-330

Riceter J301 稻米湿度计
Portable Gain Moisture Tester



测量范围：9-40%
(以样本为依据)
精确度：0.5%
电源：AA 电池 X 4
尺寸：164x94x65mm
重量：0.44 kg

K-100 纸张湿度计
Paper Moisture Tester



测量范围：牛皮纸 5-24%
 褶纹纸 6-23%
精确度：0.5%
探棒：非破坏式塑料探棒
电源：C 电池 X 4
尺寸：220x170x75mm
重量：1.2 kg

PM-600 便携式谷类湿度计
Portable Gain Moisture Tester



测量范围：6-30%
(以样本为依据)
精确度：0.3% (低于 20%)
电源：AA 电池 X 4
尺寸：130x190x210mm
重量：2 kg

MT-100 木材湿度计
Wood Moisture Tester



测量范围：6-40%
精确度：0.5%
电源：AA 电池 X 2
尺寸：46x80x225mm
重量：0.28 kg