

“凯特”牌 湿度测量仪器  
“KETT” Moisture Tester

日本制造  
Made in Japan

**FD-610 红外线水份测定仪**  
**Infrared Moisture Determination Balance**



**FD-720 红外线水份测定仪**  
**Electronic Moisture Balance**



**规格**

型号	FD-610	FD-720
试料重量	5 – 70g	0.8 – 120g
测量范围	0 – 100% 水份及固形份	0 – 100% 水份及固形份, 0 – 500% 干基量
最小读数	5mg, 0.1% 含水份	1mg, 0.01% 含水份
热源功率	185W 红外线灯泡	625W 红外线灯管
干燥温度设定	65-195℃	30~180℃
干燥时间设定	1-90 分钟	1-90 分钟
尺寸重量	210(W)x320(D)x318(H), 3.0kg	220(W)x415(D)x190(H), 3.0kg
界面输出	RS-232C	RS-232C
另购打印机	型号 VZ-330	型号 VZ-330

**Riceter J301 稻米湿度计**  
**Portable Grain Moisture Tester**



测量范围：9-40%  
(以样本为依据)  
精确度：0.5%  
电源：AA 电池 X 4  
尺寸：164x94x65mm  
重量：0.44 kg

**K-100 纸张湿度计**  
**Paper Moisture Tester**



测量范围：牛皮纸 5-24%  
                  褶纹纸 6-23%  
精确度：0.5%  
探棒：非破坏式塑料探棒  
电源：C 电池 X 4  
尺寸：220x170x75mm  
重量：1.2 kg

**PM-600 便携式谷类湿度计**  
**Portable Grain Moisture Tester**



测量范围：6-30%  
(以样本为依据)  
精确度：0.3% (低于 20%)  
电源：AA 电池 X 4  
尺寸：130x190x210mm  
重量：2 kg

**MT-100 木材湿度计**  
**Wood Moisture Tester**



测量范围：6-40%  
精确度：0.5%  
电源：AA 电池 X 2  
尺寸：46x80x225mm  
重量：0.28 kg