



“MN”牌 试纸 “MN” Indicator Paper

德国制造
Made in Germany



pH-Fix 系列酸碱试纸可快速测量水溶液的酸碱值,其非渗出特性. 适合弱缓冲或强碱性溶液的测试,每盒 100 条,6 X 85mm

货号	测量范围	分格
92110	pH 0-14	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
92115	pH 0.0-6.0	0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0
92120	pH 4.5-10.0	4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0
92125	pH 7.0-14.0	7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0-13.5-14.0
92130	pH 3.6-6.1	3.6-4.1-4.4-4.7-5.0-5.3-5.6-6.1
92140	pH 5.1-7.2	5.1-5.4-5.7-6.0-6.3-6.6-6.9-7.2
92160	pH 7.5-9.5	7.5-7.9-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.5
92170	pH 7.9-9.8	7.9-8.3-8.6-8.9-9.1-9.4-9.8




PEHANON 系列酸碱试纸的指示带和色标印在同一纸条上,不需花时间另找色标去对照,而且色标和指示带同样承受液体的颜色影响,故特别适合用来测量有色溶液或悬浮液的酸碱值.每盒 200 条, 11 x 100mm

货号	测量范围	分格
90401	pH 1-12	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
90412	pH 1.0-2.8	1.0-1.3-1.6-1.8-2.0-2.2-2.5-2.8
90414	pH 2.8-4.6	2.8-3.1-3.4-3.6-3.8-4.0-4.3-4.6
90415	pH 3.8-5.5	3.8-4.0-4.2-4.4-4.6-4.9-5.2-5.5
90416	pH 5.2-6.8	5.2-5.5-5.7-5.9-6.1-6.3-6.5-6.8
90417	pH 6.0-8.1	6.0-6.3-6.6-6.9-7.2-7.5-7.8-8.1
90420	pH 8.0-9.7	8.0-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.4-9.7
90421	pH 9.5-12.0	9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0
90423	pH 12.0-14.0	12.0-12.5-13.0-13.5-14.0



DUOTEST 系列双带酸碱试纸在纸条上有两种互补的指示带,中间以白色分隔,可以较易及较准确的读取溶液的酸碱值,每卷长 5 米,宽 10mm

货号	测量范围	分格
90301	pH 1-12	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
90302	pH 1.0-4.3	1.0-1.3-1.6-1.9-2.2-2.5-2.8-3.1-3.4-3.7-4.0-4.3
90304	pH 5.0-8.0	5.0-5.3-5.6-5.9-6.2-6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-8.0



通用及窄范围的酸碱试纸适合测量缓冲溶液的酸碱值,如测量弱缓冲或非缓冲溶液时以选用 pH-Fix 系列的酸碱试纸为佳,每卷长 5 米,宽 7mm

货号	测量范围	分格
90206	pH 3.8-5.8	<3.8-3.8-4.1-4.3-4.5-4.7-4.9-5.2-5.5-5.8->5.8
90207	pH 4.0-7.0	4.0-4.3-4.6-4.9-5.2-5.5-5.8-6.1-6.4-6.7-7.0
90209	pH 5.5-9.0	5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0
90210	pH 6.4-8.0	<6.4-6.4-6.6-6.8-7.0-7.2-7.4-7.6-7.8-8.0->8.0
90212	pH 8.0-10.0	8.0-8.2-8.4-8.7-9.0-9.2-9.6-10.0
90213	pH 9.0-13.0	9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0
90214	pH 12.0-14.0	12.0-12.5-13.0-13.5-14.0



QUANTOFIX 系列试纸可测量溶液中的离子或化学品含量,每盒 100 条

货号	测量范围	分格
双氧水试纸, 适合纺织品漂染及化工等行业使用		
91312	Peroxide 100	0-1-3-10-30-100 mg/L H ₂ O ₂
91319	Peroxide 25	0-0.5-2-5-10-25 mg/L H ₂ O ₂
氯离子试纸, 适合作工程、建筑(快速咸淡水区分)及食品(盐分测试)等行业使用		
91321	Chloride	0-500-1000-1500-2000->3000 mg/L Cl ⁻
水硬度试纸, 适合纺织品漂染及要求水质检测的行业使用		
91201	Aquadur	<3,>5,>10,>15,>20,>25°d(1°d=17.8mg/L CaCO ₃)

尚有多种其它种类的试纸及检验套装,欢迎查询