


9100 系列 冷冻式循环水浴箱 Refrigerating Circulators

- 节省空间直立式设计，平面面积只占 1 平方呎，低温达 -20°C，水浴箱容量 6 升
- 设超温及低水位安全断路器
- 可以 RS-232 界面连接电脑作数据记录（个别型号）


型号 Model	9112	9102	9106	912
订货号 order code	9112AA2P	9102AA2P	9106AA2P	91A0AA2P
温度范围 Range	-20° to 200°C	-20° ~ 200°C	-20° ~ 150°C	-20° ~ 100°C
水浴箱容量 Capacity	6L			
温度稳定性 Stability	0.01°C	± 0.01°C	± 0.05°C	± 0.2°C
控制 Controller / RS232	Programmable / Yes	Digital / Yes	Standard / No	Analog / No
显示 Readout	Graphics LCD	Graphics LCD	LED	N/A
准确性 Accuracy	± 0.25°C	± 0.25°C	± 0.5°C	N/A
输出水流量 Pressure Flow Rate	5-speed 12 to 25 L/min	5-speed 12 to 25 L/min	2-speed 9 or 15 L/min	2-speed 9 or 15 L/min
输入水流量 Suction Flow Rate	5-speed 8 to 18 L/min	5-speed 8 to 18 L/min	N/A	N/A
尺寸 Dimensions	40(l) x 21(w) x 57.1(h) cm			



9500 系列 冷冻式循环水浴箱 Refrigerating Circulators

- 直立式设计，低温达 -30°C，水浴箱容量 13 升
- 设有排水沟
- 设超温及低水位安全断路器
- 可以 RS-232 界面连接电脑作数据记录（个别型号）

型号 Model	9512	9502	9506
订货号 order code	9512AA2P	9502AA2P	9506AA2P
温度范围 Range	-30° to 200°C	-30° to 200°C	-30° to 150°C
水浴箱容量 Capacity	13L		
温度稳定性 Stability	± 0.01°C	± 0.01°C	± 0.05°C
控制 Controller / RS232	Programmable / Yes	Digital / Yes	Standard / No
显示 Readout	Graphics LCD	Graphics LCD	LED
准确性 Accuracy	± 0.25°C	± 0.25°C	± 0.5°C
输出水流量 Pressure Flow Rate	5-speed 12 to 25 L/min	5-speed 12 to 25 L/min	2-speed 9 or 15 L/min
输入水流量 Suction Flow Rate	5-speed 8 to 18 L/min	5-speed 8 to 18 L/min	N/A
尺寸 Dimensions	43(l) x 39.4(w) x 62.9(h) cm		



6000P 系列 冷水机 Refrigerating Chillers

- 超大数字显示器
- 温度和压力/流速读出装置
- 低流量报警
- 高低温报警
- 一触式温度控制
- 静音运行
- 维护简单
- 配备容积式泵

型号 Model	6206P	6306P	6506P	6706P	6106P
订货号 Order code	6250P21A130P	6350P21A130P	6550P21A130P	6750P41A130P	6150P41A130P
流速 Flow Rate	3.8 L/min			15.2 L/min	
温度范围 Range	-10°C ~ 40°C				
稳定性 Stability	± 0.1°C				
容量 Reservoir Capacity	4.2 liters				
尺寸 Dimensions	70.2(l) x 36.8(w) x 57.5(h) cm				
出/入水接口 Inlet/ Outlet	1/2 inch female NPT, Supplied with 1/2 in. and 5/8 in. hose barb adapters				
泵压力 Pump Pressure	20 ~ 100 PSI (可调)				

