

Balance and Weighing Scales 天平及磅称

SHINKO

“新光”牌 电子天平
“SHINKO” Electronic Balance

日本制造
Made in Japan

GS 系列 高準度电子天平 High Precision Balance

➤ 背光 LCD 显示

GS223
GS323
GS423
GS623
GS823



GS1202



GS2202
GS3202
GS4202
GS6202
GS8202
GS8201
GS12001



型号 Model	通用型 内藏校正砵码型	GS223 GS223W	GS323 GS323W	GS423 GS423W	GS623 GS623W	GS823 ---	GS1202 ---	GS2202 GS2202W	GS3202 GS3202W	GS4202 GS4202W	GS6202 ---	GS8202 ---	GS8201 ---	GS12001 ---
称量 Capacity		220g	320g	420g	620g	820g	1200g	2200g	3200g	4200g	6200g	8200g	8200g	12000g
最小读数 Readability		0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
称盘尺寸 Pan Size		圆形, 直径(diameter) 118mm 附送原厂防风罩					长方形 142x170mm	长方形 160 x 180mm						

Mono-Metal Tuning-fork Sensor (MMTS)

“新光”牌 GS 系列及钻石天平系列电子天平特有新 MMTS 测量系统, 不但提高电子天平的测量速度及稳定性, 而且大大提高了电子天平的分辨率 (Resolution)。

ISO 标准

“新光”牌 GS 系列及钻石天平系列电子天平, 符合 ISO 9001 JQA-2834 TSUKUBA 标准。



CT6002 型 高称量电子钻石天平



称量 6000 卡, 最小读数 0.01 卡
1200 x 0.002g

特点:

- 附原厂防风罩
- 秤盘直径为 118mm
- 背光 LCD 显示

12 种称量单位选择

“新光”牌 GS 系列及钻石天平系列电子天平均可设定以下单位: g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, t1 (Hong Kong), t1 (Taiwan), t1 (Singapore, Malaysia), momme, tola。

GS 系列更有百分比、数件和上下限功能。

5 个预选单位频道

“新光”牌 GS 系列及钻石天平系列电子天平均可把常用单位预设, 使用时按单键切换, 无需经过繁复设定。

CS703 型 精装电子钻石天平



称量 700 卡, 最小读数 0.001 卡
特点:

- 外型特小, 尺寸 235 x 182 x 168mm (包括防风罩)
- 附原厂新型防风罩
- 背光 LCD 显示
- 防风罩设计独特, 节省空间, 可背贴墙, 容易使用, 且外型美观
- 秤盘直径为 80mm
- 可使用一粒 9V 电池操作

CB703 型 高级电子钻石天平



称量 700 卡, 最小读数 0.001 卡
特点:

- 尺寸 251 x 207 x 260mm (包括防风罩)
- 附原厂传统方形防风罩
- 背光 LCD 显示
- 秤盘直径为 80mm
- 可使用一粒 9V 电池操作

GS 系列 及 钻石天平
系列电子天平 已包括
RS-232 为标准装备

香港科学仪器社有限公司
Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.
Tel: (852) 2481 1323
Fax: (852) 2418 1302

浙江科通仪器有限公司(绍兴)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Shaoxing)
Tel: (86 575) 8812 0560
Fax: (86 575) 8812 0561

浙江科通仪器有限公司(广州)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou)
Tel: (86 20) 8130 7388
Fax: (86 20) 8108 4925

上海香科仪器贸易有限公司
Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd.
Tel: (86 21) 6248 6170
Fax: (86 21) 6248 0647

Balance and Weighing Scales 天平及磅称



“新光”牌 电子天平
“SHINKO” Electronic Balance

日本制造
Made in Japan

GB 系列 精密电子天平 Precision Balance

特点:

- 铝合金外壳, 坚固耐用
- 多种型号, 不同称量, 可供选购
- 特大 VFD(Vacuum Fluorescence Display) 显示, 黑暗环境下亦可清楚看到数值
- 附有方向键, 方便设定天平功能
- 采用 MMTS(Mono-Metal Turning Fork Sensor)感应器
- 稳定性高而且测量速度快



GB1202, GB2202, GB3202,
GB4202, GB6202, GB8201,
GB8202, GB10002, GB12001,
GB12002, GB16001

GB223, GB323,
GB423, GB623,
GB1203 连风罩

型号 Model	通用型	GB223	GB323	GB423	GB623	GB1203	GB1202	GB2202	GB3202	GB4202	GB6202	GB8201	GB8202	GB10002	GB12001	GB12002	GB16001	
内藏校正砝码型		GB223W	GB323W	GB423W	GB623W	---	GB1202W	GB2202W	GB3202W	GB4202W	---	---	---	---	---	---	---	
称量 Capacity		220g	320g	420g	620g	1200g	1200g	2200g	3200g	4200g	6200g	8200g	8200g	10kg	12kg	12kg	16kg	
最小读数 Readability		0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.01g	0.01g	0.1g	0.01g	0.1g	
称盘尺寸 Pan Size		附原厂防风罩 120 x 140mm					正方形 200 x 200mm											
尺寸大小 Dimensions		330 x 220 x 190mm (连风罩)					330 x 220 x 88mm											
重量单位 Weighing Unit		g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (Hong Kong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola																
输出 Output		RS232C 2 outputs																

DJ 系列 电子天平 Electronic Balance

- 精巧及坚固
- 特大清晰显示(16.5mm)
- 读数快而稳定
- 用法简易
- 可用充电电池及普通电源
- 称量潜能显示
- 有三种单位



GJ 系列 电子天平 Electronic Balance

内藏日本制造音叉式感应器 with Tuning-Fork Sensor made in Japan

特点:

- OIML (Class II) Approved
- 背光 LCD 显示

型号 Model	GJ222	GJ322	GJ422	GJ622	GJ822	GJ1201
称量 Capacity	220g	320g	420g	620g	820g	1200g
最小读数 Readability	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
称盘尺寸 Pan Size	圆形 130mm diameter				长方形 170 x 142mm	
尺寸大小 Dimensions	235 x 182 x 75mm					
重量单位 Weighing Unit	g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (Hong Kong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, oz/sq.yd.					
输出 Output	RS232C (Option)					



香港科学仪器社有限公司
Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.
Tel: (852) 2481 1323
Fax: (852) 2418 1302

浙江科通仪器有限公司(绍兴)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Shaoxing)
Tel: (86 575) 8812 0560
Fax: (86 575) 8812 0561

浙江科通仪器有限公司(广州)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou)
Tel: (86 20) 8130 7388
Fax: (86 20) 8108 4925

上海香科仪器贸易有限公司
Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd.
Tel: (86 21) 6248 6170
Fax: (86 21) 6248 0647