

日本 SKK 照明工作放大镜，对物品进行放大微细检查时，无论从点到线及面都能全面地发挥显著的效果，用途广泛，品质卓越，使用方便，价格合理，深受欢迎。

日本制高倍率广视野的照明工作放大镜，具环形日光灯，并可依据工作需要，选择合适的机种，也可换不同倍数的交换镜片(由 2 倍至 15 倍共有 8 种)

- 特性：**
- 倍率大而且可看到尽可能大的视野，为了消除宽阔视野的球面差，色差，采用了高倍率大口径 2 至 6 片组构成的透镜。
 - 与显微镜比较，使用方法自由度大，不但具有放大镜的长处，放大倍数也接近显微镜。
 - 有 8 种放大倍数，根据观察物的情况来选择。



台架式 Table Stand Type
型号: SKK-B / □X*

- 台架式具上灯
- 全长：350 毫米
- 支柱：230 毫米
- 横棒：140 毫米
- 底座：180 x 190 (295) 毫米
- 透镜外壳：230 毫米
- 重量：2.7 千克
- 电源：220V 50Hz A.C.

具上下灯式 Light Box Type
型号: SKK-CL / □X*

- 台架式具上灯及下灯 (选择开关)
- 全长：340 毫米
- 支柱：230 毫米
- 横棒：140 毫米
- 底座：274 x 325 x 110 (60)毫米
- 底座照明部：210 x 230 毫米
- 重量：5 千克
- 电源：220V 50Hz A.C.

自由杆臂式 Free Arm Type
型号: SKK-F / □X*

- 自由杆臂式具上灯
- (紧固台安装式。在检查，设计，作业等多用途工作中能任意使用)
- 杆臂尺寸：1000 毫米
- 重量：3.7 千克
- 电源：220V 50Hz A.C.

* 注：□ 内为镜片之倍数，如选择 4 倍镜片，型号即为 SKK-B/4X

交换镜片 Interchangeable Lens System (可单独购买)

倍率 (约)	2X	3X	4X	6X	8X	10X	12X	15X
透镜直径	130 毫米	130 毫米	130 毫米	105 毫米	85 毫米	85 毫米	90 毫米	70 毫米
透镜组成	1 镜	1 镜	2 镜	2 镜	3 镜	4 镜	5 镜	6 镜
照明方法	22 瓦圆形日光灯							

辅助镜：置于标准 2 倍的照明工作放大镜镜面上，放大率即可增至 4 倍

为了检查大件物品，也备有大直径圆形的照明工作放大镜(镜片直径 150 毫米)及四方形的照明工作放大镜。大直径圆形的照明工作放大镜也可以选择 2 倍，3 倍或 4 倍的交换镜片。



WIDE-B



- 透镜直径: 150 毫米
- 支柱: 230 毫米
- 横棒: 140 毫米
- 全长: 367 毫米

WIDE-CL



- 透镜直径: 150 毫米
- 支柱: 300 毫米
- 横棒: 140 毫米
- 全长: 380 毫米
- 底座: 345 x 365 x 80 毫米
- 底座照明部: 210 x 300 毫米
- 底座内: 22W 荧光灯
- 重量: 6.7 千克

WIDE-F



- 透镜直径: 150 毫米
- 杆臂尺寸: 1000 毫米

OSL-1



- 照明底座(带透射照明)
- 透镜尺寸: 100 x 140 毫米
- 全长: 470 毫米
- 支柱高度(直径): 400(14)毫米
- 横棒: 150 毫米
- 底座尺寸: 280 x 300 x 70 毫米
- 底座照明部: 160 x 230 毫米
- 透镜外壳: 180 x 237 x 42 毫米
- 重量: 6.5 千克
- (底座内有 6W 荧光灯 2 只)

OSL-2



- 透镜尺寸: 100 x 140 毫米
- 全长: 470 毫米
- 支柱高度(直径): 400(14)毫米
- 横棒: 150 毫米
- 底座尺寸: 280 x 300 x 70 毫米
- 透镜外壳: 180 x 237 x 70 毫米
- 重量: 6.5 千克

OSL-3



- 自由杆臂式(紧固台安装式)
- 杆臂尺寸: 1000 毫米
- 重量: 5.5 千克