



## “ZEAL”牌 温度计、湿度计及比重计 “ZEAL” Thermometer, Hygrometer & Hydrometer

英国  
England

### Laboratory Thermometers 实验室温度计



Specification 规格				
订货编号	温度范围(°C)	长度	颜色	物料
<b>General Purpose Type Thermometers 标准温度计</b>				
L0107	-10 / +50 x 0.5	305mm	黄底	水银
L0108	-10 / +110 x 0.5	305mm	黄底	水银
L0109	-10 / +100 x 1.0	305mm	黄底	水银
L0114	-10 / +150 x 1.0	305mm	黄底	水银
L0110	-10 / +250 x 1.0	305mm	黄底	水银
L0111	-10 / +360 x 2.0	305mm	黄底	水银
L0111A	-10 / +400 x 2.0	305mm	黄底	水银
L0131	-10 / +110 x 1.0	300mm	白底	水银
L0132	-10 / +110 x 1.0	300mm	白底	水银
L0160	-5 / +50 x 0.2	305mm	白底	水银
L0161	-5 / +50 x 0.1	375mm	白底	水银
L0162	-5 / +105 x 0.2	375mm	白底	水银
<b>Precision Grade Thermometers 高精温度计</b>				
L0502*	-5 / +50 x 0.1	375mm	白底	水银
L0503*	-5 / +105 x 0.1	470mm	白底	水银

\* 可另购英国 UKAS 校正书

### Hydrometer 比重计



Specification 规格			
订货编号	范围	长度	最少刻度
D3556	0.900/0.950	230mm	1°
D3557	0.950/1.000	230mm	1°
D3558	1.000/1.050	230mm	1°
D3559	1.050/1.100	230mm	1°
D3580	0.800/0.900	230mm	1°
D3581	0.900/1.000	230mm	1°
D3582	1.000/1.100	230mm	1°
D3583	1.100/1.200	230mm	1°
D3510	0.700/1.000	230mm	2°
D3511	1.000/1.300	230mm	2°
D3530	1.000/2.000	305mm	2°
D3540	0.700/2.000	406mm	2°

### Whirling Hygrometer 手摇式湿度计

- 符合 BS 2842 要求 (只适用于水银型号)
- 可提供水银及酒精型号
- 尺寸: 230mm x 50mm




Specification 规格	
订货编号	内容
P2520	水银(Mercury)手摇式湿度计- 5 / +50 °C
P2528	酒精(Red Spirit)手摇式湿度计- 5 / +50 °C
P2521	水银(Mercury)温度计- 5 / +50 °C
P2529	酒精(Red Spirit)温度计- 5 / +50 °C
P2524	便携袋



### “LIGHTPATH”牌 比色皿 “LIGHTPATH” Optical Cells

英国  
England

Specification 规格					
订货编号	类型		光径长度	容量	物料
TYPE1/10MM/G	1	standard	10mm	3.5ml	玻璃
TYPE1/10MM/Q	1	standard	10	3.5	石英
TYPE1/10MM/Q(M)	1	standard, matched pair	10	3.5	石英
TYPE1/50MM/G	1	standard	50	3.5	玻璃
TYPE1/50MM/Q	1	standard	50	3.5	石英
TYPE1/50MM/Q(M)	1	standard, matched pair	50	3.5	石英
TYPE9/10MM/Q	9	semi micro	10	1.4	石英
TYPE9/10MM/Q(M)	9	semi micro, matched pair	10	1.4	石英
TYPE9B/10MM/Q(M)	9B	semi micro, self masking, matched pair	10	1.4	石英
TYPE18/10MM/Q	18	micro	10	0.7	石英
TYPE18/10MM/Q(M)	18	micro, matched pair	10	0.7	石英
TYPE18B/5MM/Q	18B	micro, self masking, matched pair	10	0.7	石英



香港科学仪器社有限公司  
Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.  
Tel: (852) 2481 1323  
Fax: (852) 2418 1302

浙江科通仪器有限公司(绍兴)  
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Shaoxing)  
Tel: (86 575) 8812 0560  
Fax: (86 575) 8812 0561

浙江科通仪器有限公司(广州)  
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou)  
Tel: (86 20) 8130 7388  
Fax: (86 20) 8108 4925

上海香科仪器贸易有限公司  
Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd.  
Tel: (86 21) 6248 6170  
Fax: (86 21) 6248 0647