


Laboratory Equipment 实验室设备



“ZEAL”牌 温度计、湿度计及比重计
“ZEAL” Thermometer, Hygrometer & Hydrometer

英国
England

Laboratory Thermometers 实验室温度计



| Specification 规格 | | | | |
|------------------------------------------------|------------------|-------|----|----|
| 订货编号 | 温度范围(°C) | 长度 | 颜色 | 物料 |
| General Purpose Type Thermometers 标准温度计 | | | | |
| L0107 | -10 / +50 x 0.5 | 305mm | 黄底 | 水银 |
| L0108 | -10 / +110 x 0.5 | 305mm | 黄底 | 水银 |
| L0109 | -10 / +100 x 1.0 | 305mm | 黄底 | 水银 |
| L0114 | -10 / +150 x 1.0 | 305mm | 黄底 | 水银 |
| L0110 | -10 / +250 x 1.0 | 305mm | 黄底 | 水银 |
| L0111 | -10 / +360 x 2.0 | 305mm | 黄底 | 水银 |
| L0111A | -10 / +400 x 2.0 | 305mm | 黄底 | 水银 |
| L0131 | -10 / +110 x 1.0 | 300mm | 白底 | 水银 |
| L0132 | -10 / +110 x 1.0 | 300mm | 白底 | 水银 |
| L0160 | -5 / +50 x 0.2 | 305mm | 白底 | 水银 |
| L0161 | -5 / +50 x 0.1 | 375mm | 白底 | 水银 |
| L0162 | -5 / +105 x 0.2 | 375mm | 白底 | 水银 |
| Precision Grade Thermometers 高精温度计 | | | | |
| L0502* | -5 / +50 x 0.1 | 375mm | 白底 | 水银 |
| L0503* | -5 / +105 x 0.1 | 470mm | 白底 | 水银 |

* 可另购英国 UKAS 校正书

Hydrometer 比重计



| Specification 规格 | | | |
|------------------|-------------|-------|------|
| 订货编号 | 范围 | 长度 | 最少刻度 |
| D3556 | 0.900/0.950 | 230mm | 1° |
| D3557 | 0.950/1.000 | 230mm | 1° |
| D3558 | 1.000/1.050 | 230mm | 1° |
| D3559 | 1.050/1.100 | 230mm | 1° |
| D3580 | 0.800/0.900 | 230mm | 1° |
| D3581 | 0.900/1.000 | 230mm | 1° |
| D3582 | 1.000/1.100 | 230mm | 1° |
| D3583 | 1.100/1.200 | 230mm | 1° |
| D3510 | 0.700/1.000 | 230mm | 2° |
| D3511 | 1.000/1.300 | 230mm | 2° |
| D3530 | 1.000/2.000 | 305mm | 2° |
| D3540 | 0.700/2.000 | 406mm | 2° |

Whirling Hygrometer 手摇式湿度计

- 符合 BS 2842 要求 (只适用于水银型号)
- 可提供水银及酒精型号
- 尺寸: 230mm x 50mm




| Specification 规格 | |
|------------------|----------------------------------|
| 订货编号 | 内容 |
| P2520 | 水银(Mercury)手摇式湿度计- 5 / +50 °C |
| P2528 | 酒精(Red Spirit)手摇式湿度计- 5 / +50 °C |
| P2521 | 水银(Mercury)温度计- 5 / +50 °C |
| P2529 | 酒精(Red Spirit)温度计- 5 / +50 °C |
| P2524 | 便携袋 |



“LIGHTPATH”牌 比色皿
“LIGHTPATH” Optical Cells

英国
England

| Specification 规格 | | | | | |
|------------------|-----|----------------------------------------|------|-------|----|
| 订货编号 | 类型 | | 光径长度 | 容量 | 物料 |
| TYPE1/10MM/G | 1 | standard | 10mm | 3.5ml | 玻璃 |
| TYPE1/10MM/Q | 1 | standard | 10 | 3.5 | 石英 |
| TYPE1/10MM/Q(M) | 1 | standard, matched pair | 10 | 3.5 | 石英 |
| TYPE1/50MM/G | 1 | standard | 50 | 3.5 | 玻璃 |
| TYPE1/50MM/Q | 1 | standard | 50 | 3.5 | 石英 |
| TYPE1/50MM/Q(M) | 1 | standard, matched pair | 50 | 3.5 | 石英 |
| TYPE9/10MM/Q | 9 | semi micro | 10 | 1.4 | 石英 |
| TYPE9/10MM/Q(M) | 9 | semi micro, matched pair | 10 | 1.4 | 石英 |
| TYPE9B/10MM/Q(M) | 9B | semi micro, self masking, matched pair | 10 | 1.4 | 石英 |
| TYPE18/10MM/Q | 18 | micro | 10 | 0.7 | 石英 |
| TYPE18/10MM/Q(M) | 18 | micro, matched pair | 10 | 0.7 | 石英 |
| TYPE18B/5MM/Q | 18B | micro, self masking, matched pair | 10 | 0.7 | 石英 |



香港科学仪器社有限公司
Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.
Tel: (852) 2481 1323
Fax: (852) 2418 1302

浙江科通仪器有限公司(绍兴)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Shaoxing)
Tel: (86 575) 8812 0560
Fax: (86 575) 8812 0561

浙江科通仪器有限公司(广州)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou)
Tel: (86 20) 8130 7388
Fax: (86 20) 8108 4925

上海香科仪器贸易有限公司
Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd.
Tel: (86 21) 6248 6170
Fax: (86 21) 6248 0647